

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-wielofunkcyjna-sissel-comfort-p-4797.html>



## Poduszka wielofunkcyjna SISSEL Comfort

Numer katalogowy	<b>46788501</b>
Producent	<b>Sissel</b>
wypełnienie	<b>Polypropylen</b>
Nr katalogowy	<b>170.001, 02, 14</b>

### Opis produktu

## Wielofunkcyjna poduszka, zapewniająca najlepsze podparcie w każdej pozycji ciała

**SISSEL® Comfort** to poduszka do codziennego odpoczynku, zapewniająca prawidłową pozycję ciała. Niezwykle wszechstronna, przeznaczona dla osób w każdym wieku idealna dla kobiet karmiących piersią.

Poduszka **SISSEL® Comfort** dostępna jest z dwoma rodzajami wypełnienia:

### 1. Polistyren

- Uniwersalna.
- Łatwa do utrzymania w czystości - może być prana w temperaturze 60°C.
- Bezpieczna dla użytkowników i ich zdrowia, testowana pod kątem zawartości szkodliwych substancji.
- Oddychająca, odprowadzająca wilgoć i regulująca temperaturę.
- Dzięki polistyrenowym mikrogranulkom doskonale dopasowuje się do kształtu ciała.
- Wyposażona w suwak umożliwiający łatwe uzupełnienie lub ponowne napełnienie poduszki.
- Lekka - waży ok. 1,2 kg.

### 2. Polipropylen

- Idealna dla alergików - może być prana nawet w temperaturze 95°C i sterylizowana w temperaturze 140°C, co pozwala na całkowite pozbycie się alergenów.
- Oddychająca, umożliwiająca wymianę powietrza.
- Dopasowująca się do kształtu ciała.
- Trwała - wypełnienie nie traci objętości i nie zbija się.
- Nadaje się również do użytku w szpitalach czy domach opieki.
- Wyposażona w suwak pozwalający na łatwe uzupełnienie lub ponowne napełnienie poduszki.
- Lekka - waży ok. 1,2 kg.

**Wymiary: Szerokość 35cm x Długość 195cm**

Dodatkowo w sprzedaży dostępne są atrakcyjne poszewki na poduszkę.

