

Link do produktu: <https://akmed.pl/podwojny-elektryczny-laktator-z-funkcja-laktatora-recznego-beurer-by-70-dual-p-4711.html>



## Podwójny Elektryczny laktator z funkcją laktatora ręcznego BEURER BY 70 DUAL

Numer katalogowy	<b>BY 70</b>
Kod producenta	<b>BY 70</b>
Kod EAN	<b>4211125953096</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

**Podwójny laktator elektryczny z akcesoriami do natychmiastowego użycia.**

**Podwójny laktator** BY 70 DUAL firmy Beurer umożliwia kobietom karmiącym łatwe i wygodne jedno- i **obustronne odciąganie swojego pokarmu**.

Za pomocą funkcji stymulacji można również **wyciągnąć płaskie lub wciągnięte brodawki sutkowe**, aby następnie ułatwić odciąganie pokarmu.

Laktator umożliwia **przechowywanie pokarmu w butelce**, np. w czasie podróży lub gdy na dłuższy czas dziecko znajduje się z dala od matki.

Laktatorem **można także karmić dzieci**, które z powodów zdrowotnych (wcześniactwo, rozszczep podniebienia) nie mogą ssać bezpośrednio piersi matki.

Laktator **pracuje z zasilaczem lub bateriami**.

Laktator jest wyposażony w bardzo **bogaty zestaw akcesoriów**, między innymi: dwie butelki, adapter do butelek **Avent** i **NUK**, uchwyt na butelkę, smoczek oraz torbę do przechowywania i transportu.

Wraz z **ręcznym** laktatorem do stosowania w domu lub podczas podróży.

**WYRÓB MEDYCZNY**