

## Półkule do rehabilitacji



Numer katalogowy

**7166**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

#### **Półkule doskonale nadają się do:**

- ćwiczeń ruchowych
- ćwiczeń korekcyjnych stóp
- różnorodnych zabaw dydaktycznych
- masażu stóp.

Stosowane są w celu pobudzenia i odruchowego skurczu obronnego mięśni krótkich w stopach, co powoduje stopniowe ich wzmacnianie.

Mimo, że produkt nie jest wyrobem medycznym, może być wykorzystywany w rehabilitacji.

Półkula wykonana jest z PCV bez użycia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia związków. Nie zawiera FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: Ø 17,5 cm

Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski, zielony

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** fioletowy , niebieski , pomarańczowy , różowy , zielony , żółty