

Link do produktu: <https://akmed.pl/polsztywny-kołnier-ortopedyczny-protectcollar-soft-with-bar-p-7914.html>



Półsztywny kołnier ortopedyczny protect.Collar soft with bar

Numer katalogowy **9826**

Producent **Medi**

Opis produktu

półsztywny kołnier ortopedyczny

Wskazania

- zespoły bólowe
- nadrucliwość szyi
- problemy reumatyczne
- nadmierne napięcie mięśni karku
- odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego
- zwyrodnieniowe zmiany kręgosłupa szyjnego

Zasada działania

- stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa
- funkcja ocieplania
- ograniczenie ruchu

Właściwości

- anatomiczny kształt
- materiał przyjazny dla skóry
- dostępny w 3 różnych wysokościach dla każdego rozmiaru
- dodatkowy pas stabilizujący
- dostępne kolory: piaskowy i niebieski

protect.Collar soft

with bar

pomiar

rozmiar	cm	wysokość w cm	obwód szyi	
			numer artykułu	numer artykułu
			piaskowy	niebieski
1	29 - 35	7	G.810.071	G.810.571
2	36 - 42	7	G.810.072	G.810.572
3	43 - 49	7	G.810.073	G.810.573
4	50 - 58	7	G.810.074	G.810.574
1	29 - 35	9	G.810.091	G.810.591
2	36 - 42	9	G.810.092	G.810.592
3	43 - 49	9	G.810.093	G.810.593
4	50 - 58	9	G.810.094	G.810.594
1	29 - 35	11	G.810.011	G.810.511
2	36 - 42	11	G.810.012	G.810.512
3	43 - 49	11	G.810.013	G.810.513
4	50 - 58	11	G.810.014	G.810.514

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV

Kolor: niebieski , piaskowy

Wysokość: 11 cm , 7 cm , 9 cm