

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/polwalek-sensoryczny-togu-p-6946.html>

Półwałek sensoryczny TOGU®



| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 6994 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Togu |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Półwałek Multiroll może zostać zastosowany w terapii, jak i sporcie. Dzięki wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do leżącego. Łatwe do utrzymania w czystości, o różnych kolorach. Wykonane z wysokojakościowego Rutonu®. Stanowią świetne urozmaicenie dla codziennych planów treningowych i terapii.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne,

TRENING

Trening mentalny, joga, pilates