

Link do produktu: <https://akmed.pl/ponczocha-przeciwzakrzepowa-mediven-struva-23-p-7977.html>



Pończocha przeciwzakrzepowa mediven® struva® 23

Numer katalogowy **9889**

Producent **Medi**

Opis produktu

Ucisk 23 mmHg w kostce

- Pewne trzymanie dzięki silikonowemu ściągaczowi
- Przepuszczający powietrze i bardzo miękki produkt
- Nie zawiera lateksu

Pończocha przeciwzakrzepowa z uciskiem w kostce 23mmHg

Opatrunki uciskowe mają szeroki zakres zastosowania w ambulatoryjnym i półszpitalnym leczeniu zakrzepicy oraz w chirurgii żył kończyn dolnych. Są powszechnie stosowane jako materiał zastępczy dla bandaży uciskowych.

Z uciskiem 23 mmHg w obszarze kostki, zmniejszającym się stopniowo w kierunku uda, produkt mediven struva 23 jest przeznaczony przede wszystkim do bezpośredniej pooperacyjnej kompresji krótkotrwałej po zabiegach chirurgii żył. Stosowanie mediven struva 23 wspomaga przepływ żylnego prądu zwrotnego oraz zapobiega powstawaniu obrzęków i krwiaków.

Zalety produktu

- Dokładnie dobrany poziom ucisku dla uzyskania lepszej medycznej skuteczności
- Przeciwdziała powstawaniu obrzęków
- Łatwy w obsłudze, wygodny w zakładaniu
- System barwnych oznaczeń/kolorów pozwala w prosty sposób dobrać właściwy rozmiar produktu
- Elastyczna dzianina gwarantująca komfort noszenia produktu
- Redukcja kosztów: możliwość wielokrotnego użycia
- Produkt odpowiedni dla ud o obwodach do 78 cm

Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do górnej granicy uda

Skład produktu: 71% poliamidu, 29% elastanu, bez lateksu

Wskazania

- Stany pooperacyjne, krótkoterminowa kompresja po zabiegach chirurgicznych (ligacja, skleroterapia, stripping i profilaktyka przeciwzakrzepowa)
- Jako wsparcie i uzupełnienia dla mediven struva 35
- Terapia kompresyjna: eliminacja obrzęków i krwiaków

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Odmiany: Podkolanówki (AD) , Pończochy (AG) , Pończochy (AG) z przewiązaniem w talii