

Link do produktu: <https://akmed.pl/ponczochoy-przeciwzakrzepowe-mediven-struva-35-p-7978.html>



Pończochy przeciwzakrzepowe mediven® struva® 35

Numer katalogowy **9890**

Producent **Medi**

Opis produktu

Ucisk 35 mmHg w kostce

- Pewne trzymanie dzięki silikonowemu ściągaczowi
- Przepuszczający powietrze i bardzo miękki produkt
- Nie zawiera lateksu

Pończocha przeciwzakrzepowa z uciskiem w kostce 35 mmHg

Ten opatrunek uciskowy nadaje się szczególnie do stosowania w chirurgii żył. Inne obszary zastosowania to leczenie uciskowe ostrej zakrzepicy oraz chorób układu limfatycznego o lekkim lub średnim nasileniu.

mediven struva 35 zakłada się jeszcze na sali operacyjnej, natychmiast po zabiegu i pozostawia na około 1-4 dni na operowanej nodze.

Zalety produktu

- Dokładnie dobrany poziom ucisku dla uzyskania lepszej medycznej skuteczności
- Przeciwdziała powstawaniu obrzęków
- Łatwy w obsłudze, wygodny w zakładaniu
- System barwnych oznaczeń/kolorów pozwala w prosty sposób dobrać właściwy rozmiar produktu
- Elastyczna dzianina gwarantująca komfort noszenia produktu
- Redukcja kosztów: możliwość wielokrotnego użycia
- Produkt odpowiedni dla ud o obwodach do 78 cm

Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do górnej granicy uda

Skład produktu: 59% poliamidu, 41% elastanu, bez lateksu

Wskazania

- Stany pooperacyjne, krótkoterminowa kompresja po zabiegach chirurgicznych (ligacja, skleroterapia, stripping i profilaktyka przeciwzakrzepowa)
- Uszkodzenie więzadła stawu skokowego górnego
- Małe do średnie obrzęki limfatyczne
- Zapobiega powstawaniu obrzęków i krwiaków
- Terapia kompresyjna w przypadku ostrej zakrzepicy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Odmiany: Podkolanówki (AD) , Pończochy (AG) , Pończochy (AG) z przewiązaniem w talii