

Link do produktu: <https://akmed.pl/pooperacyjna-orteza-kolana-z-zegarem-revolution-p-3296.html>



Pooperacyjna orteza kolana z zegarem REVOLUTION

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 6349-101BD |
| Producent | Breg |

Opis produktu

Cechy produktu

- Płaskoprofilowe, aluminiowe szyny boczne umożliwiają łatwe dopasowanie do kształtów kończyny
- Regulacja kąta zgięcia i wyprostu od -10° do 110°
- Szybka blokada „na sztywno” w zakresie zgięcia od -10° do 40°
- występuje w wersji krótszej 46-56 cm i w wersji dłuższej 60-70 cm
- Oparcie nadkostkowe i pasek podkolanowy – zabezpieczają przed zsuwaniem się ortezy z kończyny pacjenta
- Jedna z najłżejszych ortez pooperacyjnych na rynku anatomiczny profil ortezy

Zastosowanie

- Uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
- Doleczanie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości
- Ograniczenie lub zablokowanie zakresu ruchomości stawu kolanowego po interwencjach chirurgicznych
- Złamania dalszej kości udowej oraz bliższej kości piszczelowej, złamania kłykcia, skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien

Rozmiar
X - 3
X = 5

Długość Ortezy
46 - 56 CM
60 - 70 CM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: długi , krótki