

Link do produktu: <https://akmed.pl/pooperacyjna-orteza-na-ramie-i-bark-am-bx-01-p-2395.html>

Pooperacyjna orteza na ramię i bark AM-BX-01

Numer katalogowy **AM-BX-01**

Producent **Reh4Mat**



Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Pooperacyjna orteza na ramię i bark AM-BX-01 została wykonana z niealergicznego i bardzo przyjaznego dla ciała pacjenta surowca ActivDistance II. Surowiec ten cechuje się miękkością, brakiem elastyczności, funkcją samoszczepną na zewnątrz oraz miękką bawełnianą strukturą wewnątrz.

Dodatkowo do wyrobu dodano taśmę naramienną dzięki której można płynnie regulować przywiedzenie i odwiedzenie barku. Dzięki funkcji samoszczepnej wyrobu wysokość i miejsce zamocowania taśm może być dowolne, w zależności od decyzji lekarza prowadzącego lub terapeuty.

Orteza składa się z otwartego tutora ramiennego wyposażonego w elastyczne fiszbiny ortopedyczne oraz regulowane taśmy ramiennie wyposażone w dwa zespoły klamerek.

Do wyrobu dołączono nieelastyczną obwodową taśmę piersiową wyposażoną w miękką podpaszkę, i zakończoną dwoma zapięciami velcro.

Taka konstrukcja tutora i taśmy piersiowej powoduje że orteza jest wyrobem uniwersalnym i można go stosować zarówno na prawe jak i lewe ramię.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL