

Link do produktu: <https://akmed.pl/pooperacyjna-orteza-stawu-kolanowego-t-scope-p-3297.html>



## Pooperacyjna orteza stawu kolanowego T-Scope

Numer katalogowy	<b>ACEF-1959A</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

Najbardziej wielofunkcyjna spośród wszystkich ortez pooperacyjnych. Orteza T-Scope posiada teleskopowe, składane szyny z zegarem, które można w łatwy sposób dopasowywać w zakresie od 43 do 68 cm. Budowa zegara pozwala na zabezpieczenie ortezy w żądanej pozycji po ustawieniu wybranej długości. Orteza T-Scope posiada szybko zapinane sprzączki oraz taśmy, które umożliwiają łatwe zapinanie ortezy na nogę. Rozmiar uniwersalny.

#### Używana przy:

- uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
- doleczenie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości
- doleczenie pooperacyjne łękotki
- rehabilitacja pooperacyjna ścięgien przyrzepkowych
- złamania kłykcia
- skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien
- nadwięzadłowa osteotomia kości piszczelowej.

#### Cechy charakterystyczne:

- rozsuwane szyny w przedziale 43-68,6 cm
- pasuje do około 77 cm w obwodzie uda
- waga około 1,13 kg
- mniejsza ilość pianki dla lepszego chłodzenia
- sprzączki pozwalające na szybkie zdejmowanie i wkładanie stabilizatora na nogę
- zegar umożliwiający szybkie blokowanie ortezy w żądanym kącie o wartości od 10 do 70° (ze skokiem ustawionym co 10°).