

Link do produktu: <https://akmed.pl/pooperacyjna-proteza-piersi-1018x-equilight-p-5593.html>

## Pooperacyjna proteza piersi 1018X EquiLight



Numer katalogowy	<b>1018X</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Anita</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Bezpośrednio po operacji zastosowanie znajdują protezy z delikatnej mikrofibry i bawełny, które chronią wrażliwą skórę. Można je nosić także w okresie radioterapii.

- Delikatna i lekka proteza tekstylna
- Możliwość wypełnienia włókniną medyczną w zależności od potrzeby
- Specjalne pokrycie strony przedniej do umocowania w gorsecie