

Link do produktu: <https://akmed.pl/pooperacyjny-stabilizator-konczyn-dolnych-okd-09-p-2002.html>

## Pooperacyjny stabilizator kończyn dolnych OKD-09

Numer katalogowy

**OKD-09**

Producent

**Reh4Mat**



### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Pooperacyjny stabilizator kończyn dolnych OKD-09 jest indywidualnym zaopatrzeniem pooperacyjnym pacjenta po operacjach stawu biodrowego.

Orteza została wykonana z komfortowej pianki poliuretanowej, jednostronnie z laminowaną z dzianiną samoszczepną. Taki dobór surowca pozwala na dowolne dopasowanie wyrobu dla każdego pacjenta i dzięki temu wyrób występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze. W przypadku pacjentów o drobnej budowie ciała, rękawy stopowo – goleniowe oraz pasy kolanowe można dowolnie przycinać.

Stabilizator OKD-09 składa się z miękkiej peloty kolanowej wyposażonej w dwa obwodowe pasy stabilizujące oraz z dwóch rękawów stopowo – goleniowych wyposażonych w system zapieć GRIPPER.