

Link do produktu: <https://akmed.pl/power-walking-boot-orteza-stopowo-goleniowa-p-1838.html>



## POWER WALKING BOOT orteza stopowo - goleniowa

Numer katalogowy **Q62011**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

#### CECHY PRODUKTU

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

|              |         |         |         |    |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| Rozmiar      | S       | M       | L       | XL |
| Rozmiar buta | 36 - 39 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL