

Link do produktu: <https://akmed.pl/premium-s-gorset-ledzwiowo-krzyzowy-wg-williamsa-p-1864.html>



PREMIUM S gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa

Numer katalogowy	DRQH0R
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

CECHY PRODUKTU

- sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznnej dzianiny,
- dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych) zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 29 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL