

Link do produktu: <https://akmed.pl/premium-tls-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1884.html>



PREMIUM TLS orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy **DRQH0S**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczenie pogorsetowe.

CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych typu Meryl oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego odcinka,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji, kolor jasnoszary.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL