

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/profilowany-materac-nawierzchniowy-premium-90200-cm-p-3413.html>

## Profilowany materac nawierzchniowy PREMIUM 90×200 cm



Numer katalogowy	<b>DRQN3C3XAA03P</b>
------------------	----------------------

Producent	<b>Qmed</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Cienki profilowany materac nawierzchniowy idealny do stosowania jako nakładka ortopedyczna na standardowym materacu w celu zmniejszenia nacisku, poprawy komfortu snu i wypoczynku. Szczególnie zalecany przy chronicznych bólach kręgosłupa, pleców i szyi. Może być stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej. Idealny do łóżek o stelażach z regulacją elektryczną, półelektryczną i manualną.

**Wymiary:** 90 cm x 200 cm x 2,5 cm

**Gęstość:** 45 kg/m<sup>3</sup> – miękki