
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:43

Link do produktu: <https://akmed.pl/profilowany-materac-nawierzchniowy-standard-90200-cm-p-3415.html>

Profilowany materac nawierzchniowy STANDARD 90×200 cm



Numer katalogowy	DRQN3C3XAA02P
------------------	----------------------

Producent	Qmed
-----------	-------------

Opis produktu

Profilowany materac nawierzchniowy idealny do stosowania jako nakładka ortopedyczna na standardowym materacu w celu zmniejszenia nacisku, poprawy komfortu snu i wypoczynku. Szczególnie zalecany przy chronicznych bólach kręgosłupa, pleców i szyi. Może być stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej. Idealny do łóżek o stelażach z regulacją elektryczną, półelektryczną i manualną.

Wymiary: 90 cm x 200 cm x 4 cm

Gęstość: 45 kg/m³ – miękki