

## Prostotrzymacz E-240



Numer katalogowy **E-240**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Prostotrzymacz wykonany jest z elastycznego miękkiego materiału, zapinany na taśmy velcro, poprzez odpowiednie zapięcie można uzyskać cofnięcie barków i zmniejszenie kifotycznego ustawienia kręgosłupa piersiowego.

#### Zalecenia:

Stosować nie dłużej jak 3-4 godziny dziennie.

#### Zastosowanie:

Korekcja postawy, dorsalgia.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

<b>ROZMIAR</b>	<b>XS/1</b>	<b>S/2</b>	<b>M/3</b>	<b>L/4</b>	<b>XL/5</b>	<b>XXL/6</b>
Obwód klatki piersiowej (cm)	75-85	80-92	85-97	92-104	98-110	104-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL