



## Prostotrzymacz ET-210

Numer katalogowy **ET-210**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Prostotrzymacz wykonany jest z elastycznego oddychającego i miękkiego materiału, zapinany na taśmy velcro, poprzez odpowiednie napięcie można uzyskać cofnięcie barków i zmniejszenie kifotycznego ustawienia kręgosłupa piersiowego.

#### Zalecenia:

Zaleca się stosować nie dłużej jak 3-4 godziny dziennie.

#### Zastosowanie:

Korekcja postawy, odciążenie okolicy międzyłopatkowej, dorsalgia.

**Kolor:**beż.

#### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR                      | XS/1  | S/2   | M/3   | L/4    | XL/5   | XXL/6   |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 75-85 | 80-92 | 85-97 | 92-104 | 98-110 | 104-120 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL