



## Prostotrzymacz ET-210

Numer katalogowy **ET-210**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Prostotrzymacz wykonany jest z elastycznego oddychającego i miękkiego materiału, zapinany na taśmy velcro, poprzez odpowiednie napięcie można uzyskać cofnięcie barków i zmniejszenie kifotycznego ustawienia kręgosłupa piersiowego.

#### Zalecenia:

Zaleca się stosować nie dłużej jak 3-4 godziny dziennie.

#### Zastosowanie:

Korekcja postawy, odciążenie okolicy międzyłopatkowej, dorsalgia.

**Kolor:**beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód klatki piersiowej (cm)	75-85	80-92	85-97	92-104	98-110	104-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL