

Link do produktu: <https://akmed.pl/prostotrzymacz-ortopedyczny-p-20-p-7755.html>



Prostotrzymacz Ortopedyczny P-20

Numer katalogowy **9983**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z przewiewnej gumy ortopedycznej
- pozwala na swobodne oddychanie skóry
- anatomiczny system usztywnień optymalnie usztywnia odcinek piersiowy i szyjno - piersiowy kręgosłupa
- pomaga w zmniejszeniu bólów związanych z obrzękami i zdrętwieniami, oraz przemęczeniem mięśni
- system taśm zapinających umożliwia dopasowanie siły docisku do indywidualnych potrzeb
- przeznaczony jest do stabilizacji piersiowego i szyjno - piersiowego odcinka kręgosłupa przy zespołach bólowych spowodowanych zmianami zniekształcającymi lub zwyrodnieniowymi, zmianach kostnych i mięśniowych u osób w starszym wieku lub osłabionych długotrwałymi wyniszczającymi chorobami, urazów obojczyka nie wymagających interwencji chirurgicznej, konieczności przeprowadzenia korekcji postawy bez przeprowadzenia interwencji chirurgicznej.

Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL 100 - 120 XXXL 120 - 135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL