
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/prostotrzymacz-osemkowy-p-1882.html>

Prostotrzymacz ósemkowy



Numer katalogowy	QSM00091
------------------	-----------------

Producent	Qmed
-----------	-------------

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.

CECHY PRODUKTU

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortezy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny