

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:38

Link do produktu: <https://akmed.pl/prostotrzymacz-osemkowy-p-1882.html>

## Prostotrzymacz ósemkowy



Numer katalogowy	<b>QSM00091</b>
------------------	-----------------

Producent	<b>Qmed</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortezy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny