

Link do produktu: <https://akmed.pl/przeciwpzprostna-orteza-stawu-kolanowego-z-blokada-przeprstu-eb-skp-p-2131.html>



Przeciwpzprostna orteza stawu kolanowego z blokadą przeprstu EB-SK/P

Numer katalogowy	EB-SK/P
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza przeciwpzprostna typu zamkniętego EB-SK/P jest profesjonalnym wyrobem medycznym kl. I poprawiającym wydolność chodu, służącym do mocnej stabilizacji stawu kolanowego i likwidacji tendencji do przeprostu stawu.

Została wykonana ze strukturalnego surowca ProSIX.

Części ortezy zostały wykonane z nowego innowacyjnego surowca **AirSanmed**.

Specyfika surowca **AirSanmed** polega na tym, że nie jest on elastyczny, nie rozciąga się, przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, która jest przyjazna dla skóry oraz posiada atest Oeko-Tex Standard 100. Wewnątrz znajduje się pództywna perforowana pianka odciążająca EVA, doskonale izolująca oddziaływanie elementów metalowych ortezy na ciało pacjenta. Na zewnątrz surowca zainstalowano perforowany laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, zawiera on antybakteryjne składniki na bazie nieorganicznego Zeolitu Srebra. Składnik ten zapewnia długotrwałą skuteczność, a nawet przeciwdziała najbardziej zakaźnym organizmom, takich jak MRSA i e-coli. **AirSanmed** spełnia wszelkie wymagania stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. oraz spełnia wymagania zawarte w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).

Wyrób został wyposażony w aluminiowe szyny boczne, które stabilizują staw kolanowy w pozycji bocznej. Posiadają one konstrukcję dwuosiową, zbliżoną do anatomicznego ruchu w stawie kolanowym oraz wyposażono je w mechanizm zębaty, równomiernie poruszający każde z ramion szyny. Dodatkowo szyny wyposażono w trzy pasy przeciwpzprostne (dwa przednie i jeden tylny), nie zamykające się w pełnym okręgu, co gwarantuje prawidłowe krążenie krwi. Każda z szyn posiada silikonowe, anatomicznie wyprofilowane poduszki dodatkowo bocznie stabilizujące staw kolanowy. Wyrób posiada również dwie pary taśm obwodowych pozycjonujące ortezę na kończynie. Orteza posiada pierścień kolanowy wymuszający centralne ułożenie rzepki.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadkach:

-
- występowania przeprostu w stawie kolanowym (wrodzone lub pourazowe, np. Zespół Ehlersa-Danlosa)
 - zwknięć stawu kolanowego,
 - skręceń stawu kolanowego,
 - niestabilności bocznej i strzałkowej kolana,
 - uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
 - po zabiegach operacyjnych (ortopedia).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL