

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/przenosne-urzadzenie-beurer-ekg-me-90-p-4505.html>



## Przenośne urządzenie BEURER EKG ME 90

Numer katalogowy	<b>ME 90 AGITO</b>
Kod producenta	<b>ME 90 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125454159</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Samodzielne kontrolowanie funkcji serca

Dzięki przenośnemu urządzeniu EKG ME 90 można w prosty sposób wykonać samodzielną kontrolę funkcji serca w domu lub w podróży.

Szczególnie polecane dla osób:

- cierpiących na: nadciśnienie, podwyższony cholesterol, cukrzycę, obciążenie dziedziczne,
- z nadwagą, mało aktywnych ruchowo, palących duże ilości tytoniu, będących pod wpływem stresu, cierpiącym na bezsenność,
- z przebytymi zawałami serca i/lub udarami

Wykrywa arytmie.

**ME 90 wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart (Low Energy) i należy do produktów z rodziny Beurer Connect.**

ME 90 może być jeszcze pełniej wykorzystany z aplikacją i oprogramowaniem - do pobrania za darmo (w sklepie Apple i Google Play).

#### **Beurer Cardio Expert**

Optymalna kontrola rytmu serca za pomocą aplikacji CardioExpert i oprogramowania.

Pobierz CardioExpert: [TUTAJ](#)

---

## Wyrób medyczny