

Link do produktu: <https://akmed.pl/przenosny-inhalator-neb-800-p-7796.html>

## Przenośny Inhalator NEB 800



Numer katalogowy	<b>13565</b>
Producent	<b>Microlife</b>

### Opis produktu

Inhalator Mesh NEB 800

Przenośny inhalator membranowy NEB 800 charakteryzuje się wysoką wydajnością, jest niezwykle cichy i lekki. Charakteryzuje się szybkim procesem inhalacji oraz niewielkimi rozmiarami cząsteczek rozpylanego leku. Można nim podawać wszystkie leki do inhalacji za wyjątkiem NEBUDOSE Hialurnic i Hypertonic.

### Specyfikacja Techniczna

- WYDAJNOŚĆ AEROZOLU: 0,2 ML/MIN.
- WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI:  $\approx$  5 MM (MMAD)
- CZĘSTOTLIWOŚĆ ULTRADŹWIĘKOWA: 103 ~ 123 KHZ  $\pm$  1K
- ODGŁOS PRACY:
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LEK: MIN. 2 ML MAX. 8 ML
- WARUNKI PRACY: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 30 - 80 %
- WARUNKI PRZECHOWYWANIA: -20 - +70 °C / -4 - 158 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 10 - 85 %
- WAGA: 130 G (BEZ BATERII)
- WYMIARY: 121 X 44 X 59 MM
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO ZUŻYCIU PŁYNU Z ZASOBNIKA.
- ŹRÓDŁO NAPIĘCIA: 2 X 1,5 V BATERIE ALKALICZNE ROZMIAR AA
- ZASILACZ DC 3V, 1,33A (OPCJA)
- ŻYWIOTNOŚĆ BATERII: OKOŁO 90 MINUT (UŻYWAJĄC NOWYCH BATERII)
- KLASA IP: IP22
- NORMY: EN 13544-1 EN 60601-1 EN 60601-2 ISO10933-5/-10 CE0120

[INSTRUKCJA OBSŁUGI NEB 800 EN-PL](#)