

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/przescieradla-nieprzemakalne-pnsa-p-8243.html>



## Prześcieradła nieprzemakalne PNSA

Numer katalogowy	<b>9184</b>
Producent	<b>Halcamp</b>

### Opis produktu

Prześcieradła nieprzemakalne z funkcją paroprzepuszczalności PNSA są niezbędne w celu zabezpieczenia materaca przed zabrudzeniem, zamoczeniem czy zniszczeniem, znajdują również zastosowanie jako ochrona higieniczna. Stosowane są przy pacjentach nie trzymających płynów fizjologicznych, unieruchomionych, którzy dłuższy czas spędzają w łóżku.

Doskonale sprawdzają się w domu jako ochrona materaca dla dzieci i dorosłych, jak również w placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, hotelach, sanatoriach itp.

Tkanina PNSA jest trudnopalna, przyjemna dla skóry i nie powodująca alergii oraz uczuleń.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 140 x 200 , 90 x 200 , 90/140 x 200