

Link do produktu: <https://akmed.pl/przescieradla-nieprzemakalne-pnsa-z-banda-pnsa-p-8244.html>



Prześcieradła nieprzemakalne PNSA z bandą PNSA

Numer katalogowy	9185
Producent	Halcamp

Opis produktu

Prześcieradła nieprzemakalne z funkcją paroprzepuszczalności PNSA są niezbędne w celu zabezpieczenia materaca przed zabrudzeniem, zamoczeniem czy zniszczeniem, znajdują również zastosowanie jako ochrona higieniczna. Stosowane są przy pacjentach nie trzymających płynów fizjologicznych, unieruchomionych, którzy dłuższy czas spędzają w łóżku.

Doskonale sprawdzają się w domu jako ochrona materaca dla dzieci i dorosłych, jak również w placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, hotelach, sanatoriach itp.

Tkanina PNSA jest trudnopalna, przyjemna dla skóry i nie powodująca alergii oraz uczuleń.

Rozmiar: 90 x 200 cm