

Link do produktu: <https://akmed.pl/przystawka-toaletowa-p-1533.html>



Przystawka toaletowa

Numer katalogowy	JMC-C 5300KD
Producent	Timago

Opis produktu

Przystawka toaletowa jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi, oraz dla osób które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Regulowana szerokość i wysokość pozwala dostosować wysokość ramy do rozmiarów muszli sedesowej.

Cechy produktu:

- wykonana jest z ultralekkiego aluminium
- posiada regulację wysokości i szerokości
- nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi nasadkami

Szerokość całkowita: 53-63 cm

Głębokość całkowita: 47 cm

Wysokość: 64-74 cm

Wymiary siedziska: 47 cm x 42 cm

Waga : 0,4 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor ramy: Srebrny