
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/pudelko-na-proteze-dnt-p-7270.html>

Pudełko na protezę DNT

Numer katalogowy

10629

Producent

Rehafund



Opis produktu

- pozwala na łatwe przechowywanie protezy zębów
- posiada zawiasową szczelną przykrywkę
- wewnętrzne białe sitko umożliwia wyjęcie i odsączenie protezy z płynu
- wykonany z polipropylenu
- łatwy w utrzymaniu w czystości
- może być sterylizowany na zimno (np. etanolem)
- kolor: zielony
- wymiary: 250 mm x 130 mm