

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-p-2963.html>

Pulsoksymetr napalcowy

Numer katalogowy **YX-301**

Producent **Timago**



Opis produktu

Cechy urządzenia:

- Niewielkie wymiary
- Wygodna, prosta obsługa
- Czytelny wyświetlacz

Dane techniczne:

Wyświetlacz

Pomiar nasycenia tlenem

Pomiar tętna

Zasilanie

Zakres napięcia

Wymiar

OLED

70-100% +/-2%

25-250u./min

2×bateria AAA 1,5V

2,6-3,6V

54×32×29mm