
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-beurer-pm-18-p-4508.html>

Pulsometr BEURER PM 18



Numer katalogowy	PM 18 AGITO
Kod producenta	PM 18 AGITO
Kod EAN	4211125675004
Producent	Beurer

Opis produktu

Pulsometr z czujnikiem na palec

* Producent nie gwarantuje pomiaru pod wodą. Nie wolno przyciskać przycisków pod wodą.