
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-beurer-pm-26-p-4510.html>

Pulsometr BEURER PM 26



Numer katalogowy	PM 26 AGITO
Kod producenta	PM 26 AGITO
Kod EAN	4211125673154
Producent	Beurer

Opis produktu

Pulsometr z aplikacją ze stali szlachetnej i dwukolorowym paskiem na nadgarstek

* Producent nie gwarantuje pomiaru pod wodą. Nie wolno przyciskać przycisków pod wodą.