
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-beurer-pm-45-p-4511.html>

Pulsometr BEURER PM 45



Numer katalogowy	PM 45 AGITO
Kod producenta	PM 45 AGITO
Kod EAN	4211125672102
Producent	Beurer

Opis produktu

Pulsometr z wymiennymi paskami na nadgarstek

* Producent nie gwarantuje pomiaru pod wodą. Nie wolno przyciskać przycisków pod wodą.