

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-beurer-pm-70-p-4513.html>

## Pulsometr BEURER PM 70



Numer katalogowy	<b>PM 70 AGITO</b>
Kod producenta	<b>PM 70 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125675301</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Diody LED chronione patentem

**Pobierz EasyFit:** [TUTAJ](#)

\* Producent nie gwarantuje pomiaru pod wodą. Nie wolno przyciskać przycisków pod wodą.