
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-beurer-pm-90-p-4515.html>

Pulsometr BEURER PM 90



Numer katalogowy	PM 90 AGITO
Kod producenta	PM 90 AGITO
Kod EAN	4211125676100
Producent	Beurer

Opis produktu

Pulsometr z pomiarem wysokości

Pobierz EasyFit: [TUTAJ](#)

* Producent nie gwarantuje pomiaru pod wodą. Nie wolno przyciskać przycisków pod wodą.