

Link do produktu: <https://akmed.pl/pulsometr-do-smarfonow-beurer-pm-235-p-4524.html>

Pulsometr do smarfonów BEURER PM 235



Numer katalogowy	PM 235 AGITO
Kod producenta	PM 235 AGITO
Kod EAN	4211125676261
Producent	Beurer

Opis produktu

Sygnal 2w1: Bluetooth® smart i analog

Pulsometr PM 235 to niewielkie urządzenie treningowe komunikujące się ze smartfonem, służące do **pomiaru tętna przy pomocy czujnika zakładanego na klatkę piersiową**. Dzięki niemu można dokładnie monitorować puls i osiągnąć optymalną jego wartość, a co za tym idzie, pożądane wyniki treningu.

Pasek na klatkę piersiową to tzw. „pasek wielofunkcyjny”. Oznacza to, że pasek wysyła dwa sygnały:

- **sygnal Bluetooth®**. W celu przesyłania częstotliwości bicia serca z paska na smartfon wykorzystywana jest najnowsza technologia Bluetooth®. Oznacza to, że urządzenie Beurer PM 235 jest zgodne z produktami Bluetooth® Smart i Bluetooth® Smart Ready.
- **sygnal analogowy o częstotliwości wynoszącej 5,3 kHz**. Dzięki dodatkowemu analogowemu sygnałowi 5,3 kHz, pasek na klatkę piersiową jest zgodny z większością urządzeń treningowych w centrum fitness oraz z pulsometrami obsługującymi sygnał analogowy (np. PM 62).

Pasek na klatkę piersiową jest **zgodny z najbardziej popularnymi aplikacjami fitness do systemów iOS i Android**. Poniżej znajdziesz listę aplikacji fitness, których działanie zostało sprawdzone z paskiem na klatkę piersiową i które są z nim zgodne (lista nie jest kompletna).

Runtastic/RuntasticRoadBike/RuntasticMountainBike/RuntasticWintersports/EndomodoSportsTracker/WahooFitness/RunKeeper/MapMyFitness/MapMyRide/MapMyHike/MapMyRun/Map-MyWalk/Runalyzer Utility/Strava Cycling & Run/60beat/3,2,1 Run Free/Wahoo Beats/Bit of Exercise/Kinomap Trainer/Ritmo Time Free/rubiTrack/BikyCoach CycleOps/SPLIT: multisport GPS/Cool-Runner/Kinomap Maker/Seconds /Joggy CoachFree

Funkcje takie, jak zakres treningu, alarm, średni i maksymalny puls, ilość spalanych kalorii, itd. są zależne od aplikacji, z jakiej się korzysta.

Pasek w PM 235 jest elastyczny, dobrze przylega do ciała i można go prać w pralce.

Osiągnaj optymalne wyniki treningu z PM 235

