

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-care-kolnierz-stabilizujacy-p-7337.html>



## Push care kołnierz stabilizujący

Numer katalogowy **10157**

Producent **Push**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Dzięki swojemu anatomicznemu kształtowi oraz zastosowaniu półsztywnej pianki, kołnierz PUSH CARE zapewnia usztywnienie szyjnego odcinka kręgosłupa.

Kołnierz zapewnia czynnościowe podtrzymanie szyi i głowy pomiędzy żuchwą a obojczykiem. Efekt ten otrzymano dzięki odpowiednio sztywnej piance, która nie ogranicza ruchów. Odpowiednie anatomiczne dopasowanie oraz użycie materiałów utrzymujących suchą skórę sprawia, że kołnierz ten nosi się bardzo wygodnie.

#### Wskazania

- Kontynuacja leczenia po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa
- Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego

**wysokość 8 i 10 cm**

**Rozmiar**

1

2

**Obwód (cm)**

27-36

36-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2

**Wysokość:** 10 cm , 8 cm