

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-care-opaska-ochronna-nadgarstka-p-7322.html>

## Push care opaska ochronna nadgarstka



Numer katalogowy **10055**

Producent **Push**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Opaska nadgarstka Push care zapewnia ucisk wokół stawu nadgarstka, zwiększając w ten sposób jego stabilność. Stopień ucisku może być regulowany zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Staw nadgarstka nie jest unieruchomiony, co nie ogranicza funkcjonalności dłoni. Część dłoniowa pozostaje nieskrępowana, aby zapewnić dobry chwyt. We wrażliwych miejscach nadgarstka znajduje się wykonana z miękkiego materiału tzw. strefa komfortu.

#### Wskazania

- Profilaktyka przeciążeń i urazów
- Wzmocnienie nadwyrężonego nadgarstka
- Nieznaczna niestabilność
- Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka
- Zaburzenia reumatoidalne

Strona lewa/prawa

#### Rozmiar

1  
2  
3  
4

#### Obwód (cm)

13-15  
15-17  
17-19  
19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4

**TYP:** lewy , prawy