

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-aequi-flex-orteza-stawu-skokowego-p-7331.html>



## Push med Aequi Flex orteza stawu skokowego

Numer katalogowy **10105**

Producent **Push**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

PUSH MED AEQUI FLEX zapewnia zarówno wydajne wzmocnienie mechaniczne niesprawnej kostki, jak i komfort w użytkowaniu. Jest bardziej elastyczna niż model Ortho Aequi i ma po zewnętrznej stronie wydłużoną elastyczną powłokę zapewniającą równomierną kompresję, nawet w wypadku niewielkiego obrzęku. Sztywne wsparcie znajduje się wyłącznie na przyśrodkowej stronie stawu i posiada wydrążenie na kostkę. Strona boczna wykonana jest ze wstępnie formowanej pianki, która z łatwością dopasowuje się do indywidualnej budowy ciała. Orteza ta jest mocowana za pomocą ukośnego paska. Elastyczne taśmy poprawiają przyleganie oraz ucisk wokół stawu skokowego.

#### Wskazania

- Leczenie świeżych urazów więzadeł pobocznych stawu skokowego
- Kontynuacja zachowawczego lub operacyjnego leczenia złamania kostki
- Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego
- Zapobieganie nawrotowym uszkodzeniom więzadeł stawu skokowego

#### Strona: lewa/prawa

Rozmiar	Obwód w cm
1	27-31
2	31-34
3	34-40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3