

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-epi-orteza-na-lociec-tenisisty-p-7323.html>



## Push med Epi orteza na łokieć tenisisty

Numer katalogowy **10057**

Producent **Push**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Orteza na łokieć Push med EPI zmniejsza ból w przypadku występowania schorzenia "łokcia tenisisty" lub "łokcia golfisty". Pelota uciskowa powoduje skierowanie ucisku na przyczepy mięśni, co zmniejsza zależność zakotwiczenia tych mięśni na łokciu. Pelota wykonana jest z przyjaznego dla skóry polimeru. Plastikowy element wzmacniający zapewnia równomierne rozłożenie nacisku i zapobiega nadmiernemu ściskaniu. Dobre dopasowanie anatomiczne oraz odpowiedni materiał pomagają w utrzymaniu ortezy na swoim miejscu. podczas ruchu.

#### Wskazania

- Łokieć tenisisty
- Łokieć golfisty

Rozmiar Uniwersalny