

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-kołnierz-stabilizujący-p-7338.html>



Push med kołnierz stabilizujący

Numer katalogowy **10158**

Producent **Push**

Opis produktu

Charakterystyka

Dzięki swojemu anatomicznemu kształtowi oraz zastosowaniu półsztywnej pianki, kołnierz PUSH MED zapewnia usztywnienie szyjnego odcinka kręgosłupa.

Kołnierz zawiera wyjmowany element zwiększający stopień unieruchomienia. Dla zwiększenia efektywności unieruchomienia element ten opiera się na mostku oraz żuchwie. Kołnierz można stosować również bez tego wzmacniającego elementu, gdy tak silne unieruchomienie nie jest konieczne. Dotyczy to na przykład snu lub późniejszych etapów leczenia.

Odpowiednie anatomiczne dopasowanie oraz użycie materiałów utrzymujących suchość skóry sprawia, że kołnierz ten nosi się bardzo wygodnie.

Wskazania

- Kontynuacja leczenia po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa
- Doleczanie po operacji szyjnego odcinka kręgosłupa
- Przepuklina jądra miażdżystego w szyjnym odcinku kręgosłupa
- Choroba zwyrodnieniowa szyjnego odcinka kręgosłupa
- Choroba zwyrodnieniowa szyjnego odcinka kręgosłupa z zespołem korzeniowym

wysokość 8 i 10 cm

Rozmiar

1
2

Obwód (cm)

27-36
36-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2

Wysokość: 10 cm , 8 cm