



PUSH MED orteza barku

Numer katalogowy	10042
------------------	--------------

Producent	Push
-----------	-------------

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza ustawia ramię i przedramię w odpowiedniej pozycji podczas leczenia kontuzji barku. Ramię może być ustawione w pozycji neutralnej lub w lekkim przywiedzeniu. Jeżeli potrzebne jest jedynie ograniczenie przywodzenia i odwodzenia element mocujący do nadgarstka może być zdjęty. Po zapięciu wszystkich elementów ortezy okolica barkowa oraz kark nie są narażone na ucisk. Każdy z punktów mocowania można niezależnie regulować co umożliwia optymalne dopasowanie.

Wskazania

- Stan po zwichnięciu barku
- Doleczanie po operacji w obrębie obręczy barkowej
- Podgłowe złamanie kości ramienia
- Urazy stawu barkowo-obojczykowego

Rozmiar	Obwód w cm
1	55-75
2	75-105
3	105-140

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3