

Push med orteza kolana



Numer katalogowy **10085**

Producent **Push**

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza stawu kolanowego med zapewnia solidne wsparcie bocznych struktur stawu kolanowego. Kolano jest podtrzymywane przez dwie nieosiowe szyny sprężynowo-blaszkowe, które w unikatowy sposób współdziałają z ruchami obrotowymi kolana. Dzięki temu orteza nie utrudnia zginania i prostowania nogi w kolanie. Dobre dopasowanie do anatomicznego kształtu nogi oraz warstwa silikonowa ułatwiają zachowanie właściwej pozycji ortezy w trakcie chodzenia.

Wskazania

- Choroba zwyrodnieniowa stawu
- Reumatoidalne zapalenie stawu
- Utrata stabilności funkcjonalnej po urazie więzadłowym
- Utrwalona utrata stabilności po urazie
- Doleczanie po zabiegu operacyjnym więzadeł

Rozmiar

1
2
3
4
5

Obwód w cm

28-31
31-34
34-37
37-41
41-45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5