

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-orteza-kolana-p-7326.html>

## Push med orteza kolana



Numer katalogowy	<b>10085</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Push</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Orteza stawu kolanowego med zapewnia solidne wsparcie bocznych struktur stawu kolanowego. Kolano jest podtrzymywane przez dwie nieosiowe szyny sprężynowo-blaszkowe, które w unikatowy sposób współdziałają z ruchami obrotowymi kolana. Dzięki temu orteza nie utrudnia zginania i prostowania nogi w kolanie. Dobre dopasowanie do anatomicznego kształtu nogi oraz warstwa silikonowa ułatwiają zachowanie właściwej pozycji ortezy w trakcie chodzenia.

#### Wskazania

- Choroba zwyrodnieniowa stawu
- Reumatoidalne zapalenie stawu
- Utrata stabilności funkcjonalnej po urazie więzadłowym
- Utrwalona utrata stabilności po urazie
- Doleczanie po zabiegu operacyjnym więzadeł

#### Rozmiar

1  
2  
3  
4  
5

#### Obwód w cm

28-31  
31-34  
34-37  
37-41  
41-45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5