

Push med orteza łokcia



Numer katalogowy	10058
------------------	--------------

Producent	Push
-----------	-------------

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza łokcia Push med pozwala na ograniczenie możliwości prostowania ręki w łokciu, z niezliczonymi możliwościami regulacji. Zapobiega to powstawaniu nadmiernego napięcia. Żądany stopień ograniczenia można łatwo ustawić za pomocą jednej ręki. System taśm jest bardzo funkcjonalny, odporny na znaczące siły napinające, działające w różnych kierunkach. Dobre dopasowanie anatomiczne oraz silikonowa wstawka pomagają w utrzymaniu ortezy we właściwej pozycji podczas ruchu. Orteza jest bardzo lekka i wygodna. Zamek błyskawiczny ułatwia jej zakładanie i zdejmowanie.

Wskazania

- Przeciążenie stawu łokciowego
- Stany po zwichnięciu/złamaniu w obrębie stawu łokciowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego

Rozmiar	Obwód w cm
1	22-24
2	24-26
3	26-28
4	28-32
5	32-36

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5