

Push med orteza łokcia



| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 10058 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Push |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza łokcia Push med pozwala na ograniczenie możliwości prostowania ręki w łokciu, z niezliczonymi możliwościami regulacji. Zapobiega to powstawaniu nadmiernego napięcia. Żądany stopień ograniczenia można łatwo ustawić za pomocą jednej ręki. System taśm jest bardzo funkcjonalny, odporny na znaczące siły napinające, działające w różnych kierunkach. Dobre dopasowanie anatomiczne oraz silikonowa wstawka pomagają w utrzymaniu ortezy we właściwej pozycji podczas ruchu. Orteza jest bardzo lekka i wygodna. Zamek błyskawiczny ułatwia jej zakładanie i zdejmowanie.

Wskazania

- Przeciążenie stawu łokciowego
- Stany po zwichnięciu/złamaniu w obrębie stawu łokciowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego

| Rozmiar | Obwód w cm |
|---------|------------|
| 1 | 22-24 |
| 2 | 24-26 |
| 3 | 26-28 |
| 4 | 28-32 |
| 5 | 32-36 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5