

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-orteza-nadgarstka-p-7320.html>

Push med orteza nadgarstka



| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 10051 |
| Producent | Push |

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza nadgarstka Push med zapewnia wysoki stopień wzmocnienia oraz ochrony stawu nadgarstka, bez ograniczania funkcjonalności dłoni. Usztywniacze dopasowujące się do budowy ciała ograniczają ruchy dłoniowe i grzbietowe nadgarstka. Stopień ucisku może być regulowany dzięki łatwej w użyciu taśmie elastycznej. Ortezę łatwo założyć używając jednej ręki. W szczególnie wrażliwych miejscach nadgarstka znajdują się wykonane z miękkiego materiału tzw. strefy komfortu.

Wskazania

- Kontynuacja leczenia po urazach nadgarstka
- Utrwalona niestabilność nadgarstka
- Zapalenie ścięgien prostowników nadgarstka
- Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka
- Stabilne złamania w obrębie nadgarstka bez przemieszczeń

Strona lewa/prawa

Rozmiar

1
2
3
4

Obwód (cm)

13-15
15-17
17-19
19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4

TYP: lewy , prawy