

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-orteza-stawu-skokowego-p-7332.html>



Push med orteza stawu skokowego

Numer katalogowy	10106
Producent	Push

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza stawu skokowego PUSH MED zapewnia długotrwałe wzmocnienie stawu skokowego i może być używana w różnych okolicznościach i warunkach. Orteza ta działa na zasadzie aktywnego bandaża. Stopień ucisku oraz ograniczenia ruchu odwracania/nawracania można regulować, a wstawka silikonowa po wewnętrznej stronie opaski zapewnia utrzymanie jej we właściwym miejscu. Wokół wrażliwych rejonów stopy, jak podbicie czy ścięgno Achillesa, znajdują się strefy komfortu. Ortezę nosi się wygodnie i jest ona łatwa w użyciu, między innymi dzięki szerokiemu podbiciu i zintegrowanemu łączeniu na pięcie (heel-lock).

Wskazania

- Przewlekła umiarkowana niestabilność stawu skokowego niewielkiego stopnia
- Leczenie ostrego uszkodzenia więzadła pobocznego stawu skokowego
- Leczenie stabilnych złamań kostki (typu Webera z izolowanym złamaniem kostki bocznej)
- Doleczanie złamań kostki (w tym typu Jones)
- Kontynuacja leczenia po leczeniu operacyjnym urazów więzadeł lub złamań
- Uszkodzenie torebki stawowej i zapalenie ścięgien
- Niestabilność stawu na tle choroby reumatycznej
- Prewencja uszkodzeń więzadeł stawu skokowego po wcześniejszych urazach (przy umiarkowanym obrzęku)
- Kostka futbolisty

Strona: lewa/prawa

Rozmiar	Obwód w cm
1	26-29
2	29-32
3	32-35
4	35-38
5	38-41

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

TYP: lewy , prawy