

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-plus-orteza-barku-p-7319.html>



PUSH MED PLUS orteza barku

Numer katalogowy **10043**

Producent **Push**

Opis produktu

Charakterystyka

Orteza ustawia ramię i przedramię w odpowiedniej pozycji podczas leczenia kontuzji barku. Ramię może być ustawione w pozycji neutralnej lub w lekkim przywiedzeniu. Jeżeli potrzebne jest jedynie ograniczenie przywodzenia i odwodzenia element mocujący do nadgarstka może być zdjęty. Po zapięciu wszystkich elementów ortezy okolica barkowa oraz kark nie są narażone na ucisk. Każdy z punktów mocowania można niezależnie regulować co umożliwia optymalne dopasowanie. Model Plus ma dodatkową taśmę zakładaną przez zdrowe ramię, aby podtrzymać rękę i przedramię.

Wskazania

- Stan po zwichnięciu barku
- Doleczanie po operacji w obrębie obręczy barkowej
- Podgłowe złamanie kości ramienia
- Urazy stawu barkowo-obojczykowego

Rozmiar

1
2
3

Obwód w cm

55-75
75-105
105-140

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3